

화면/컴포넌트	기억 찾기_인트로	Local	KO	화면ID	작성자	작성일
화면경로	-	Channel	Front	FO-SB-CHT-000	-	2025-09
<div><div><div>다봄이 말풍선_1</div><div><div>← 기억 찾기</div><div><div>2</div><div>\$닉네임\$님, 지랑 처음 대화하시네요! 반가워요</div><div>다봄이</div><div>말풍선을 터치해 주세요</div></div></div></div><div><div>다봄이 말풍선_2</div><div><div>← 기억 찾기</div><div><div>저와 함께 과거에 경험했던 일을 구체적으로 떠올려 봐요</div><div>다봄이</div></div></div></div><div><div>다봄이 말풍선_3 + 시작하기 Btn</div><div><div>← 기억 찾기</div><div><div>기억을 떠올리는 작은 시간이 우울감을 덜어내고, 기억력을 지키는 데 도움이 될거예요</div><div>다봄이</div><div>그럼, 우리 같이 해볼까요?</div><div>3</div><div>시작하기</div></div></div></div></div>						
<div><div>화면 설명</div><div>'다봄이와 대화하기' 최초 접근 시 제공되는 화면</div><div>Description</div><div><div>1. 이전/돌리Back Btn</div><div>• '다봄이와 대화하기' 메뉴 진입 전 화면으로 이동</div><div>2. 다봄이 말풍선</div><div>• 탭 시, 다음 말풍선 노출</div><div>3. 시작하기 Btn</div><div>• 탭 시, [다봄이와 기억 찾기_대화방]]으로 이동</div></div></div>						

화면/컴포넌트	기억 찾기_대화방	Local	KO	화면ID	작성자	작성일
화면경로	-	Channel	Front	FO-SB-CHT-010	-	2026-01-29
<div><div><div>Case1. 다봄이 메시지 출력 중 or 버튼 제공</div><div><div>← 기억 찾기</div><div><div>다봄이와의 대화는 안전하게 보호되고 있어요</div><div>2025.08.05 (화)</div><div><div>4-1</div><div>4-2</div><div>5</div><div>5-1</div><div>5-2</div><div>좋아요</div></div></div></div><div><div>Case1) 선택 전</div><div>음성으로 답변 입력</div><div>Case1-1) 메시지 대기 중</div><div>다봄이 메시지 입력중...</div><div>Case1-2) 선택할 버튼이 있는 경우</div><div>다봄이가 보내준 버튼을 선택해 주세요</div><div>대화 중도 이탈 방지 Confirm</div><div>정말 대화를 중단하시겠어요? 지금까지 입력한 대화는 저장되지 않아요.</div><div>취소 확인</div></div></div></div> <div><div>Case2. 다봄이 메시지 출력 완료</div><div><div>← 기억 찾기</div><div><div>다봄이와의 대화는 안전하게 보호되고 있어요</div><div>2025.08.05 (화)</div><div><div>\$별명\$님, 만나서 정말 기뻐요! 소중한 기억들을 함께 차근차근 떠올려 봐요. 어떤 방법으로 떠올려 볼까요?</div><div>일상 키워드 사진</div><div>좋아요</div></div><div><div>가지고 게시한 사진들 중에서 오늘은 어떤 이야기 를 나눠볼까요? 기억을 떠올려 보고 싶은 사진을 하나 골라 주세 요.</div><div>사진 고르기</div><div>사용자가 선택하여 전송한 사진</div></div><div><div>기억 요약: 남편과 여름밤 숲도에서 발산책을 했다. 반박이 는 아경과 시원한 밤바람이 있었다. 기억을 이미지로 만들까요?</div><div>예 아니요</div><div>다봄이가 생성한 기억 요약 이미지</div><div>생성된 그림이 마음에 드시나요?</div></div><div><div>\$별명\$님과 이야기를 나누다 보니 어느새 소중 한 기억 한 조각이 완성되었네요! 떠올린 기억은 \$별명\$님의 사진첩에 담아두었 습니다. 스스로의 마음을 돌본 늘봄님, 정말 수고 많으 셨어요. 혹시 다른 기억을 더 꺼내보고 싶으신가요? 아니면 잠시 쉬어갈까요?</div><div>그만하기 계속하기</div><div>좋아요! \$별명\$님의 이야기를 더 들을 수 있어 기쁘네 요. 이번에는 어떤 방법으로 기억을 떠올려볼까요?</div><div>일상 키워드 사진</div><div>음성으로 입력하기</div><div>Case1) 줄바꿈 전</div><div>답변 입력</div><div>Case2) 줄바꿈 후</div><div>메시지는 최대 5줄까지 표시 가능합니다 메시지는 최대 5줄까지 표시 가능합니다 메시지는 최대 5줄까지 표시 가능합니다 메시지는 최대 5줄까지 표시 가능합니다</div></div></div></div></div>						
<div><div><div>다봄이 메시지 개선</div><div><div>인사말</div><div>Case1) 첫 방문</div><div><div>\$별명\$님, 만나서 정말 기뻐요! 소중한 기억들을 함께 차근차근 떠올려 봐요. 어떤 방법으로 떠올려 볼까요?</div><div>4-1</div><div>일상 키워드 사진</div><div>Case2) 72시간 이상 미방문</div><div><div>\$별명\$님, 보고 싶었어요! 다시 외주셔서 정말 고마워요. 그동안 어떻게 지내셨나요? \$별명\$님의 속도에 맞춰 천천히 기억을 떠올려 봐요. 어떤 방법으로 떠올려 볼까요?</div><div>일상 키워드 사진</div><div>Case3) 72시간 이내 재방문</div><div><div>\$별명\$님, 오늘도 외주셨네요! 기다리고 있었어요. 오늘도 저와 함께 \$별명\$님의 기억 사진첩을 차 곡차곡 채워봐요. 오늘은 어떻게 기억을 떠올려 볼까요?</div><div>일상 키워드 사진</div><div>기억 요약</div></div><div><div>훈련 시작</div><div>Case1) 일상 기억</div><div><div>오늘이나 여제를 돌아볼까요? 가장 기억에 남는 장면이나 마음이 쓰였던 일이 있었다면 어떤 상황이었는지, 그때 기분은 어했 는지 편안하게 자세히 들려주세요</div><div>19:55</div><div>Case2) 키워드 기억</div><div><div>\$키워드\$ 단어를 보니 어떤 기억이 가장 먼저 떠오르시나요? 머릿속에 그려지는 장면이나 생각들을 자유로 고 자세하게 말씀해 주세요.</div><div>19:55</div><div>Case3) 사진 기억</div><div><div>Step1. 사진 선택 유도</div><div>가지고 게시한 사진들 중에서 오늘은 어떤 이야기 를 나눠볼까요? 기억을 떠올려 보고 싶은 사진을 하나 골라 주세 요.</div><div>19:55</div><div>Step2. 사진 선택 후 질문</div><div>멋진 사진이네요! 이 사진을 보고 있으면 어떤 기억이 떠오르시나요? 자유롭고 자세하게 이야기해 주세요.</div><div>19:55</div></div></div><div><div>훈련 종료</div><div><div>\$별명\$님과 이야기를 나누다 보니 어느새 소중 한 기억 한 조각이 완성되었네요! 떠올린 기억은 \$별명\$님의 사진첩에 담아두었 습니다. 혹시 다른 기억을 더 꺼내보고 싶으신가요? 아니면 잠시 쉬어갈까요?</div><div>그만하기 계속하기</div><div>이번에는 어떤 방법으로 기억을 떠올려볼까요?</div><div>일상 키워드 사진</div><div>대화창 닫힘버리워드 팝업 제공 및 기억의 정현 화면으로 이동</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
<div><div>화면 설명</div><div>다봄이와 대화방 화면</div><div>Description</div><div><div>1. 이전/돌리Back Btn</div><div>• 탭 시, [대화 중도 이탈 방지] Confirm 제공 • [확인] 선택 시, '다봄이와 대화하기' 메뉴 진입 전 화면으로 이동</div><div>2. 다봄이 대화 보안 메시지</div><div>• Sticky 처리</div><div>3. 대화 날짜</div><div>• 탭 시, [대화 중도 이탈 방지] Confirm 제공 • [확인] 선택 시, '다봄이와 대화하기' 메뉴 진입 전 화면으로 이동</div><div>4. 다봄이 메시지</div><div>• 공통 1) 다봄이 프로필 이미지 2) 말풍선 - 출력 중단 경우, '출력 중'임을 의미하는 디자인 및 인터랙 션 적용 3) 전송 시간 - 형식: HH:MM - 출력 중 제외</div><div>인사말</div><div>• 훈련 유형 선택 버튼 제공 (일상/키워드/사진) • 첫 방문, 72시간 이상 미방문, 72시간 이내 재방문 케이스별 메시지 제공</div><div>훈련 시작</div><div>• 인사말에서 선택한 훈련 유형에 따른 메시지 제공 • 사진 기억 훈련의 경우, Step1. 사진 선택 유도 메시지와 사진 고르기 Btn 제공 - 사진 고르기 Btn 탭 시, 다바이스 클러리 호출 Step2. 사진 선택 후 질문 메시지 제공</div><div>훈련 종료</div><div>• 훈련 종료 메시지 및 그만하기/계속하기 Btn 제공 • 각 Btn Tab 시 Flow는 화면 설계서 참조</div><div>기억 요약</div><div>• 기억 요약 및 이미지 생성 여부 Btn 제공 • [예] 탭 시, ③ 다봄이가 생성한 기억 요약 이미지 및 메시지 제공 • [아니오] 탭 시, [훈련 종료] 메시지 제공</div><div>5. 사용자 전송 메시지</div><div>1) 전송 메시지 2) 전송 시간 - 형식: HH:MM</div><div>6. 음성으로 답변 입력 Btn</div><div>• 탭 시, 마이크 기능으로 [7-1 채팅 메시지] Input box에 사 용자 메시지 입력 • 30초 후 음성 입력 없는 경우 자동 종료</div><div>Case1) 선택 전</div><div>Case2) 선택 중</div><div>• 버튼명이 '음성으로 답변 입력 중'으로 변경됨 • 탭 시, 선택 전 상태로 변경되며 음성 입력 종료</div><div>7. 채팅 메시지 출력 영역</div><div>Case1) 다봄이 메시지 출력 중 or 버튼 제공</div><div>Case1-1) 메시지 대기 중</div><div>1) 채팅 메시지 Input box - 비활성과 상태 - msg: 다봄이 메시지 입력중...</div><div>2) 전송 Btn - 비활성과 상태</div><div>Case1-2) 선택할 버튼이 있는 경우</div><div>1) 채팅 메시지 Input box - 활성화와 상태 - msg: 다봄이가 보내준 버튼을 선택해 주세요</div><div>2) 전송 Btn - 비활성과 상태</div><div>Case2) 다봄이 메시지 출력 완료</div><div>3) 채팅 메시지 Input box - 활성화와 상태 - Place holder: 답변 입력 - Enter로 줄 바꿈 실행</div><div>Case1) 줄바꿈 전</div><div>Case2) 줄 바꿈 후</div><div>• 최대 5줄까지 입력 가능</div><div>4) 전송 Btn - 탭 시, 입력한 채팅 메시지 전송됨</div><div>8. 사용자가 선택하여 전송한 사진</div><div>• 탭 시, 액션 없음</div><div>9. 생성된 기억 요약 이미지 및 작업 여부 질문 메시지</div></div></div>						